

Laboratooriumi allhankelaboritest tellitavate uuringute register

Uuringu nimetus	Lühend	Proovinõu	Proovi-materjal	Uuringu materjal	Materjali säilitamine	Allhankelabor (aadress)	Kontakt telefon	HK kood
NAKKUSHAIGUSTE KITAJATE UURINGUD								
<i>Bartonella henselae</i> IgG, IgM paneel	S-B henselae Ab panel	Geeliga CAT katsuti (kollane kork)	veeniveri	seerum	Toatemperatuuril 3 päeva, 2-8 °C 14 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult	Synlab Eesti OÜ (Veerenni 53a, Tallinn)	6408231 6408210	66711 x 2
Brucella vastane antikeha seerumis	S-Brucella Ab	Geeliga CAT katsuti(kollane kork)	veeniveri	seerum	+2 kuni +8 °C kuni 5 ööpäeva -20 °C juures kauem	TA Nakkushaiguste labor (Paldiski maantee 81, Tallinn)	6943635 6943652	66540
<i>Campylobacter</i> 'i vastane IgM; IgG seerumis	S-Campylobacter IgM, IgG	Geeliga CAT katsuti (kollane kork)	veeniveri	seerum	Seerum +4 °C 7 päeva, -20 °C kuid.	SA TÜK ÜL (Puusepa 8, Tartu)	7319332	66708x2
C-hepatiidi viiruse genotüüp	S, P-HCV genot.	Geeliga CAT katsuti (kollane kork) K2E/K3E-katsuti (lilla kork)	veeniveri	seerum, plasma	Seerum/plasma eraldada 6 tunni jooksul, toatemperatuuril 24 tundi, 2-8 °C 5 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult	Synlab Eesti OÜ (Veerenni 53a, Tallinn)	6408231 6408210	66612
<i>Chlamydia trachomatis</i> vastase IgA, IgM, IgG hulk	S-C trachomatis IgA, IgM, IgG	Geeliga CAT katsuti (kollane kork)	veeniveri	seerum	Seerum +4 °C viis päeva, -20 °C kuus kuud	SA TÜK ÜL (Puusepa 8, Tartu)	7319332	
Coxsackie viiruse vastased antikehad	S- Coxsackie virus IgM; IgG	Geeliga CAT katsuti(kollane kork)	veeniveri	seerum	Seerum +4 °C neli päeva, -20 °C kuid	SA TÜK ÜL (Puusepa 8, Tartu)	7319332	66708x2
<i>Clostridium tetani</i> toksiini vastane IgG seerumis, plasmas	S,P-C tetani tox IgG	Geeliga CAT katsuti (kollane kork)/ Geeliga LH- katsuti(heleroheline kork)	veeniveri	Seerum/ LH plasma	2...8 °C 14 päeva Juhul kui proovimaterjali ei saa kohe laborisse saata, tuleb seerum/plasma eraldada.	ITKH Labor (Ravi 18, Tallinn)	6207217	66709
<i>Corynebacterium diphtheriae</i> toksiini vastane IgG seerumis	S,P-C diphtheriae tox IgG	Geeliga CAT katsuti (kollane kork)/ Geeliga LH- katsuti(heleroheline kork)	veeniveri	Seerum/ LH plasma	Seerum, plasma: 2...8 °C 14 päeva Juhul kui proovimaterjali ei saa kohe laborisse saata, tuleb seerum/plasma eraldada.	ITKH Labor (Ravi 18, Tallinn)	6207217	66709

<i>Anaplasma phagocytophilum</i> vastased IgM ja IgG	A phagocytophilum IgM, IgG	Geeliga CAT katsuti (kollane kork)	veeniveri	seerum	Seerum +4 °C seitse päeva,	SA TÜK ÜL (Puusepa 8, Tartu)	7319332	66712x2
Enteroviiruse IgM; IgG seerumis,	S –Enterovirus IgM, IgG	Geeliga CAT katsuti (kollane kork)	veeniveri	seerum	Seerum +4 °C kuni 14 päeva	SA TÜK ÜL (Puusepa 8, Tartu)	7319332	66706x2
Francisella tularensise vastane antikehad seerumis	S-F tularensis Ab	Geeliga CAT katsuti (kollane kork)	veeniveri	seerum	+2 kuni +8 °C kuni 5 ööpäeva -20 °C juures kauem	TA Nakkushaiguste labor (Paldiski maantee 81, Tallinn)	6943635 6943652	66540
Helicobacter pylori vastased IgA ja IgG	S-H pylori IgG QN, S-H pylori IgA QN	Geeliga CAT katsuti (kollane kork)	veeniveri	seerum	Seerum +4 °C viis päeva, -20 °C kuus kuud	SA TÜK ÜL (Puusepa 8, Tartu)	7319332	66707
Haemophilus influenzae tüüp B vastane IgG seerumis	S-H influenzae B IgG	Geeliga CAT katsuti (kollane kork)	veeniveri	seerum	2...8 °C 48 tundi, -20 °C pikemaajaliselt Juhul kui proovimaterjali ei saa kohe laborisse saata, tuleb seerum eraldada.	ITKH Labor (Ravi 18, Tallinn)	6207217	66709
Inimese herpesviiruse 6 vastane IgM, IgG seerumis	S-HHV6 IgM, IgG/	Geeliga CAT katsuti (kollane kork)	veeniveri	seerum	Seerum +4 °C neli päeva, -20 °C kuid	SA TÜK ÜL (Puusepa 8, Tartu)	7319332	66712x2
Inimese herpesviirus 8 DNA veres	B, - HHV8 DNA	K2E/K3E-katsuti (lilla kork);	veeniveri	täisveri	Toatemperatuuril 4 päeva, 2-8 °C 10 päeva (NB! mitte külmutada)	Synlab Eesti OÜ (Veerenni 53a, Tallinn)	6408231 6408210	66608
<i>Leptospira</i> vastased antikehad seerumis	S-Leptospira Ab	Geeliga CAT katsuti (kollane kork)	veeniveri	seerum	+2 kuni +8 °C kuni 5 ööpäeva -20 °C juures kauem	TA Nakkushaiguste labor (Paldiski maantee 81, Tallinn)	6943635 6943652	66540x3
Mumpsiviiruse IgM, IgG seerumis	S-Mumps IgM, IgG	Geeliga CAT katsuti (kollane kork)	veeniveri	seerum	Toatemperatuuril 3 päeva, 2-8 °C 14 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult	Synlab Eesti OÜ (Veerenni 53a, Tallinn)	6408231 6408210	66708x2
Parvoviiruse B19 vastane IgM, IgG seerumis	S-Parvovirus B19 IgM, S-Parvovirus B19 IgG	Geeliga CAT katsuti (kollane kork)	veeniveri	seerum	Seerum +4 °C viis päeva, -20 °C kuus kuud	SA TÜK ÜL (Puusepa 8, Tartu)	7319332	66708x2
Punetiseviiruse vastane IgM, IgG +aviidsus seerumis	S-Rubella virus IgM, S-Rubella virus IgG + aviidsus	Geeliga CAT katsuti (kollane kork)	veeniveri	seerum	+2 kuni +8 °C kuni 5 ööpäeva -20 °C juures kauem	TA Nakkushaiguste labor (Paldiski maantee 81, Tallinn)	6943635 6943652	66707x2
Salmonella-vastased antikehad seerumis	S-Salmonella Ab	Geeliga CAT katsuti (kollane kork)	veeniveri	seerum	Seerum +4 °C neli päeva, -20 °C kuid	SA TÜK ÜL (Puusepa 8, Tartu)	7319332	66707
<i>Streptococcus pneumoniae</i> kapsulaarse polüsahhariidi vastane IgG seerumis	S-S pneumoniae PCP IgG	Geeliga CAT katsuti (kollane kork)	veeniveri	seerum	+2...+8 °C 48 tundi, -20 °C pikemaajaliselt Juhul kui proovimaterjali ei saa kohe laborisse saata, tuleb seerum eraldada.	AS ITKH Labor (Ravi 18, Tallinn)	6207217	66709
<i>Toxoplasma gondii</i> DNA täisveres, liikvoris	B, CSF -T gondii DNA	K2E/K3E-katsuti (lilla kork), Lisandita katsuti	Täisveri, liikvor,		+2...+8°C 24 h Pikemal säilitamisel -20°C	Synlab Eesti OÜ (Veerenni 53a, Tallinn)	6408231 6408210	66608

HORMOONID									
Aldosteroon	S-Aldo	K2E/K3E-katsuti (lilla kork)	veeniveri	plasma	Plasma toatemperatuuril üks päev , -20 °C pikemat aega	SA TÜK ÜL (Puusepa 8, Tartu)	7319327	66707	
Anti-Müller hormoon	S,P-AMH	Geeliga CAT katsuti (kollane kork)/ Geeliga LH- katsuti(heleroheline kork)	veeniveri	Seerum/ LH plasma	20–25 °C 3 päeva, 2–8 °C 5 päeva, –20 °C 6 kuud Juhul kui proovimaterjali ei saa kohe laborisse saata, tuleb plasma eraldada.	AS ITKH Labor (Ravi 18, Tallinn)	6207217	66716	
Androsteendioon	S,P-Androst	Geeliga CAT katsuti (kollane kork) / Geeliga LH- katsuti(heleroheline kork)	veeniveri	Seerum/ LH plasma	Seerum/plasma toatemperatuuril viis päeva, +4 °C kaks nädalat, -20 °C kuus kuud	SA TÜK ÜL (Puusepa 8 , Tartu)	7318316	66706	
Gastriin	fS-Gastr	Geeliga CAT katsuti (kollane kork)	veeniveri	seerum	Proov tuleb koheselt toimetada laborisse seerumi eraldamiseks ja sügavkülmutamiseks! Seerum +4 °C neli tundi , -20 °C üks kuu	SA TÜK ÜL (Puusepa 8 , Tartu)	7318316	66709	
Vaba kortisool ööpäevases uriinis	dU-fCort	Uriini kogumisnõu, laborisse saatmiseks uriini proovianum või uriinikatsuti	24 h uriin		Toatemperatuuril 48 tundi, 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult	Synlab Eesti OÜ (Veerenni 53a, Tallinn)	6408231	66706	
Reniin	P-Renin	K2E/K3E-katsuti (lilla kork)	veeniveri	plasma	Plasma toatemperatuuril 72 tundi , -20 °C pikemat aega	SA TÜK ÜL (Puusepa 8, Tartu)	7319327	66707	
17-OH-Progesteron	S-17-OHP	Geeliga CAT katsuti (kollane kork)	veeniveri	seerum	Toatemperatuuril 2 päeva, 2-8 °C 14 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult	Synlab Eesti OÜ (Veerenni 53a, Tallinn)	6408231	66707	
Metanefriin	P-Meta	K2E/K3E-katsuti (lilla kork)	veeniveri	EDTA plasma 1 mL	Toatemperatuuril 5 tundi, 2-8 °C 24 tundi, pikemaajaliselt sügavkülmutatult	Synlab Eesti OÜ (Veerenni 53a, Tallinn)	6408231	66709	
Normetanefriin	P-Normeta	K2E/K3E-katsuti (lilla kork)	veeniveri	EDTA plasma 1mL	Toatemperatuuril 5 tundi, 2-8 °C 24 tundi, pikemaajaliselt sügavkülmutatult	Synlab Eesti OÜ (Veerenni 53a, Tallinn)	6408231	66709	
Katehoolamiinide metaboliidid (normetanefriin, metanefriin) ööpäevases uriinis	dU –Catechol: dU-Normeta, dU-Meta	Uriini kogumisnõu, laborisse saatmiseks uriini proovianum või uriinikatsuti/ lisada 6N HCl	24 h uriin Uriin hoolikalt segada enne laborisse saadetava koguse (10 ml) võtmist		–20 °C 6 kuud Saata sügavkülmutatult	AS ITKH Labor (Ravi 18, Tallinn)	6207210	66709x2	
AUTOIMMUUNSUS									
Glutamaadi dekarboksülaasi 65 vastane IgG seerumis	S-GAD-65 IgG	Geeliga CAT katsuti (kollane kork)	veeniveri	seerum	+2...+8°C 2 päeva -20°C 2 kuud	SA TÜK ÜL (Ravila 19, Tartu)	7374240	66707	
IA-2 (Türosiinfosfataasi sarnase valgu) vastane IgG antikeha seerumis	S-IA-2 IgG	Geeliga CAT katsuti (kollane kork)	veeniveri	seerum	+2...+8°C 2 päeva -20°C 2 kuud	SA TÜK ÜL (Ravila 19, Tartu)	7374240	66707	

Insuliini vastane IgG seerumis	S-IAA IgG	Geeliga CAT katsuti (kollane kork)	veeniveri	seerum	Toatemperatuuril 24 tundi, 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult	Synlab Eesti OÜ (Veerenni 53a, Tallinn)	6408231	66707
Neerupealise koore vastane IgG seerumis	S-AAA IgG	Geeliga CAT katsuti (kollane kork)	veeniveri	seerum	+2...+8°C 2 päeva -20°C 2 kuud	SA TÜK ÜL (Ravila 19, Tartu)	7374240	66711
21-hüdroksülaasi vastane IgG seerumis	S-21OH IgG	Geeliga CAT katsuti (kollane kork)	veeniveri	seerum	+2...+8°C 24 tundi -20°C 2 kuud	SA TÜK ÜL (Puusepa 8, Tartu)	7319327	66707
Akvaporiin-4 vastane IgG	S,P-AQP4 IgG	Geeliga CAT katsuti (kollane kork)/ Geeliga LH-katsuti(heleroheline kork)	veeniveri	Seerum/ LH plasma	2–8 °C 14 päeva Juhul, kui proovimaterjali ei saa kohe laborisse saata, tuleb plasma eraldada.	AS ITKH Labor (Ravi 18, Tallinn)	6207210	66709
Gangliosiidide vastane IgG, IgM,	S,P-Gangliosides IgM S,P-Gangliosides IgG	Geeliga CAT katsuti (kollane kork)/ Geeliga LH-katsuti(heleroheline kork)	veeniveri	Seerum/ LH plasma	Seerum, plasma: 2–8 °C 14 päeva Juhul, kui proovimaterjali ei saa kohe laborisse saata, tuleb seerum/plasma eraldada.	AS ITKH Labor (Ravi 18, Tallinn)	6207210	66714x2
IMMUUNSTAATUS								
Komplemendi komponendi C1 inhibiitor seerumis	S-C1 Inhibitor	Geeliga CAT katsuti (kollane kork)	veeniveri	seerum	Seerum: 2–8 °C 8 päeva, –20 °C 12 kuud Juhul kui proovimaterjali ei saa kohe laborisse saata, tuleb seerum eraldada	ITKH Labor (Ravi 18, Tallinn)	6207217	66709
Komplemendi komponendi C1 inhibiitori funktsioon	S-C1 inh, functional	Geeliga CAT katsuti (kollane kork)	veeniveri	seerum	6 tundi toatemperatuuril, –20 °C pikemaajaliselt Juhul kui proovimaterjali ei saa kohe laborisse saata, tuleb seerum eraldada	ITKH Labor (Ravi 18, Tallinn)	6207217	66709x2
Immuunglobuliin G alaklassid 1-4 seerumis	S-IgG 1-4; S-IgG1, S-IgG2, S-IgG3, S-IgG4	Geeliga CAT katsuti (kollane kork)	veeniveri	seerum	Seerum: 2–8 °C 8 päeva, –20 °C 1 kuu Juhul kui proovimaterjali ei saa kohe laborisse saata, tuleb seerum eraldada.	ITKH Labor (Ravi 18, Tallinn)	6207217	66125x4

Komplemendi süsteemi sõeluuring seerumis	S-C1–C9 screen panel (S-CP act, S-AP act, S-MBLP act)	Geeliga CAT katsuti (kollane kork)	veeniveri	seerum	Peale proovi võtmist lasta katsutil seista toatemperatuuril püstiasendis 60 min. Seejärel tsentrifuugida ja eraldada seerum. Seerum külmutada koheselt – 70 °C juures. Säilitamine ja transport külmutatult	ITKH Labor (Ravi 18, Tallinn)	6207217	66709x4
HEMATO-ONKOLOOGILISED UURINGUD								
FLT-3 (ITD ja del835)		K2E/K3E-katsuti (lilla kork) 5 ml (lilla kork) (2 ml)	veeniveri luuüdi	täisveri luuüdi	Toatemp 6h +2...+8°C 7 päeva, transportida jahedas. Mitte külmutada!	SA TÜK ÜL (Puusepa 8, Tartu)	7319317	66616
HemaVision kiti aberratsiooni komplekt		K2E/K3E-katsuti (lilla kork) 5 ml (2 ml)	veeniveri luuüdi	täisveri luuüdi	+2...+8°C 2 päeva transportida jahedas. Mitte külmutada!	SA TÜK ÜL (Puusepa 8, Tartu)	7319317	66608x28
JAK-2 V617F mutatsioon	B,Bm-JAK-2 V617F mutats.	K2E/K3E-katsuti (lilla kork) 5 ml (2 ml)	veeniveri luuüdi	täisveri luuüdi	Toatemp 6h +2...+8°C 7 päeva, transportida jahedas. Mitte külmutada!	SA TÜK ÜL (Puusepa 8, Tartu)	7319317	66616
inv(16) CBFβ/MYH11 mRNA QN	B,BM-inv(16) CBFβ/MYH11	K2E/K3E-katsuti (lilla kork) 5 ml	„	täisveri luuüdi	+2...+8°C 2 päeva Transportida jahedas Mitte külmutada!	SA TÜK ÜL (Puusepa 8, Tartu)	7319317	66611
t(9;22) BCR/ABL (p190) (ALL) veres, luuüdis	B, Bm - t(9;22) BCR/ABL (p190)	K2E/K3E-katsuti 5 ml (lilla kork)	„	täisveri luuüdi	+2...+8°C 2 päeva Transportida jahedas Mitte külmutada!	SA TÜK ÜL (Puusepa 8, Tartu)	7319317	66611
t(9;22) BCR/ABL (p210) (CML) veres, luuüdis	B, Bm - t(9;22) BCR/ABL (p210)	K2E/K3E-katsuti 5 ml (lilla kork)	„	täisveri luuüdi	+2...+8°C 2 päeva Transportida jahedas Mitte külmutada!	SA TÜK ÜL (Puusepa 8, Tartu)	7319317	66611
t(15;17) PML/RARα mRNA	B, Bm - t(15;17) PML/RARα	K2E/K3E-katsuti 5 ml (lilla kork)	„	täisveri luuüdi	+2...+8°C 2 päeva Transportida jahedas Mitte külmutada!	SA TÜK ÜL (Puusepa 8, Tartu)	7319317	66611
t(8;21) AML1/ETO	B, Bm -t(8;21) AML1/ETO	K2E/K3E-katsuti 5 ml (lilla kork)	„	täisveri luuüdi	+2...+8°C 2 päeva Transportida jahedas Mitte külmutada!	SA TÜK ÜL (Puusepa 8, Tartu)	7319317	66611
t(12;21) TEL/AML1	B,Bm - t(12;21) TEL/AML1	K2E/K3E-katsuti 5 ml (lilla kork)	„	täisveri luuüdi	+2...+8°C 2 päeva Transportida jahedas Mitte külmutada!	SA TÜK ÜL (Puusepa 8, Tartu)	7319317	66611
t(1;19) E2A/PBX1	B, Bm -t(1;19) E2A/PBX1	K2E/K3E-katsuti 5 ml (lilla kork) (2 ml)	veeniveri luuüdi	täisveri luuüdi	+2...+8°C 6-8 tundi! Transportida jahedas	SA TÜK ÜL (Puusepa 8, Tartu)	7319317	66610
t(4;11) MLL/AF4	B,Bm-t(4;11) MLL/AF4	K2E/K3E-katsuti 5 ml (lilla kork)	„	täisveri luuüdi	+2...+8°C 2 päeva Transportida jahedas Mitte külmutada!	SA TÜK ÜL (Puusepa 8, Tartu)	7319317	66610

t(11;14) bcl-1 veres, luuüdis	B, Bm-t(11;14) bcl-1 DNA	K2E/K3E-katsuti 5 ml (lilla kork)	„	täisveri luuüdi	Toatemp 6h +2...+8°C 7 päeva, Transportida jahedas Mitte külmutada!	SA TÜK ÜL (Puusepa 8, Tartu)	7319317	66610
t(14;18) bcl-2 veres, luuüdis	B, Bm-t(14;18) bcl-2 DNA	K2E/K3E-katsuti 5 ml (lilla kork)	„	täisveri luuüdi	Toatemp 6h +2...+8°C 7 päeva, Transportida jahedas Mitte külmutada!	SA TÜK ÜL (Puusepa 8, Tartu)	7319317	66610
Spinaalne muskulaarne atroofia	SMA	K2E/K3E-katsuti (lilla kork)	veeniveri	täisveri	+2...+8°C 7päeva Mitte külmutada!	SA TÜK ÜL (Puusepa 2, Tartu)	7319491	66616 66618
Spinotserebellarne ataksia	SCA 1,2,3,6	K2E/K3E-katsuti (lilla kork) 2-4 mL	veeniveri	täisveri	+2...+8°C 7päeva Mitte külmutada!	SA TÜK ÜL (Puusepa 2, Tartu)	7319491	66618
α1-antitrüpsiini puudulikkus-SERPINA1 geeni Z ja S mutatsioonid		K2E/K3E-katsuti (lilla kork) 2-4 mL	veeniveri	täisveri	+2...+8°C 7päeva Mitte külmutada!	SA TÜK ÜL (Puusepa 2, Tartu)	7319491	66616
B-lümfotsüütide klonaaalsus ja T-lümfotsüütide klonaaalsus		K2E/K3E-katsuti (lilla kork) 2-4 mL Lisandita katsuti (valge kork)	veeniveri luuüdi liikvor	täisveri luuüdi liikvor	+2...+8°C 7päeva Mitte külmutada! Saata jahedas	SA TÜK ÜL (Puusepa 2, Tartu)	7319491	66616x3 66616x3
RAVIMITE SEIRE								
Klosapiin	P-Clozap	K2E/K3E-katsuti (lilla kork)	veeniveri	Plasma	2-8 °C 5 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult	SA TÜK ÜL (Puusepa 8, Tartu)	7319325	66144 x 2
Sirolimus veres	B-Sirolimus	K2E/K3E-katsuti (lilla kork)	veeniveri	täisveri	Veri toatemperatuuril viis päeva, +4 °C seitse päeva, -20 °C kuus kuud	SA TÜK ÜL (Puusepa 8, Tartu)	7319325	66144
5-hüdroksüindooläädikhape ööpäevauriinis	dU- 5-HIAA	Uriinikogumisnõu, laborisse saatmiseks uriinikatsuti või proovitops (50mL)/ 15 mL jäääädikhapet	uriin	uriin	Hapustatud uriin (pH 4), valguse eest kaitstult +4 °C kaks nädalat, -20 °C pikemat aega	SA TÜK ÜL (Puusepa 8, Tartu)	7319325	
Vorikonasool	P-Voricon	K2E/K3E-katsuti (lilla kork)	Veeniveri	Plasma ~1 mL	Plasma toatemperatuuril ja/või +4 °C juures kolm päeva, pikemajaliseks säilitamiseks säilitada –20 °C juures	SA TÜK ÜL (Puusepa 8, Tartu)	7319325	66144
MUUD ANALÜÜSID								
Elastaas 1 (Pankreasespetsiifiline) roojas	St-pE1	Roojatops (kühvlikesega)	roe		+2...+8°C 7 päeva -20°C 6 kuud	ITKH Labor (Ravi 18, Tallinn)	6207217	66709
Erütropoetiin	S,P-EPO	LH-katsuti (heleroheline kork) või Geeliga CAT katsuti (kollane kork)	Veeniveri	Seerum/ LH plasma	Seerum/plasma +4°C üks nädal, -20°C kaks kuud	SA TÜK ÜL (Puusepa 8, Tartu)	7319325	66707
Diamiini oksüdaas	S-DAO	Geeliga CAT katsuti (kollane kork)	Veeniveri	Seerum 1 mL	Toatemperatuuril 4 päeva, 2-8 °C 9 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult	Synlab Eesti OÜ (Veerenni 53a, Tallinn)	6408231	66709

Hematoloogilised kasvaja – somaatiliste geenimutatsioonide paneel (54 geeni, NGS)		K2E/K3E-katsuti (lilla kork) LH-katsuti (tume roheline)	Veeniveri	täisveri	Hoida +4 °C, Mitte külmutada	SA Tartu Ülikooli Kliinikum Geneetika ja personaalmeditsiini kliinik laboratoorse geneetika osakond L. Puusepa 2, 50406 Tartu	731 9487	66618x 2
Pärilikud kasvaja - geenipaneeli sekveneerimine (113 geeni, NGS)		K2E/K3E-katsuti (lilla kork)	veeniveri	täisveri	Hoida +4 °C, Mitte külmutada	SA Tartu Ülikooli Kliinikum Geneetika ja personaalmeditsiini kliinik laboratoorse geneetika osakond L. Puusepa 2, 50406 Tartu	731 9487	66618x2
Vitamiinid A ja E	S,P-Vit A, S,P-Vit E	LH-katsuti (tumeroheline kork) või Geelita CAT katsuti (punane kork) Kaitsta valguse eest	Veeniveri	Plasma/seerum	Hoida pimedas -20 °C üks kuu	SA TÜK ÜL (Puusepa 8, Tartu)	7319325	66709
Vitamiinid B1 ja B6	B-Vit B1, B-Vit B6	K2E/K3E-katsuti (lilla kork) Kaitsta valguse eest	veeniveri	täisveri	Veri pimedas toatemperatuuril 24 tundi, +4 °C seitse päeva, -20 °C juures kolm kuud	SA TÜK ÜL (Puusepa 8, Tartu)	7319325	66709
Vitamiin C	S-Vit C	Geeliga CAT katsuti (kollane kork)	Veeniveri	Seerum	Sügavkülmutatult 14 päeva (NB! Proovi hoida pimedas)	Synlab Eesti OÜ (Veerenni 53a, Tallinn)	6408231	66709
Vitamiin K	S-Vit K	Geeliga CAT katsuti (kollane kork)	Veeniveri	Seerum	Toatemperatuuril 2 päeva, 2-8 °C 14 päeva (NB! Proovi hoida pimedas)	Synlab Eesti OÜ (Veerenni 53a, Tallinn)	6408231	66709 x 2
KOESOBIVUSUURINGUD JA HLA ALLEELIDE MÄÄRAMINE								
HLA alleelide määramine		K2E/K3E-katsuti (lilla kork)	veeniveri (vähemalt 5 ml)	täisveri	+2...+8°C 7 päeva	SA TÜK ÜL (Puusepa 8, Tartu)	7319317	66608/66718/+66619
HLA antigeenide määramine	HLA Ag	ACD-katsuti (helekollane kork)	veeniveri (vähemalt 8,5 ml)	täisveri	Toatemp. kuni 24 h (Surnud doonori veri kuni 8 h)	SA TÜK ÜL (Puusepa 8, Tartu)	7319329	66619/66620/66701
HLA klass I ja II antikehade määramine	S-HLA class I,II Ab	Geeliga CAT katsuti (kollane kork)	veeniveri (5 ml)	seerum (5 ml)	Seerum +4 °C 48 tundi, -20 °C üks kuu	SA TÜK ÜL (Puusepa 8, Tartu)	7319329	66702 / 66716

Kromosoomi- ja FISH-analüüs perifeersest verest ja luuüdist

- 1-2 ml steriilset veeniverd Li-hepariiniga vaakumkatsutis (tumeroheline kork)
- Proovide vastuvõtt E-N 9.00-15.00. **Proov saata laborisse proovi võtmise päeval**. Äärmisel juhul võib seista +4 °C juures 24 tundi

Tallinn: Sepapaja 12/1, 11415 Arstide tuba: +372 731 9172 Labor:+372 731 9173 Mobiil:+372 53319174

Kromosoomanalüüs perifeersest verest, luuüdist

- 1-2 ml steriilset veeniverd/luuüdi Li-hepariiniga vaakumkatsutis (tumeroheline kork)
- **Proov saata laborisse** (Tallinn, Sepapaja 12/1) **proovivõtmise päeval**

Kui uuringut ei ole tabelis, kontrollida materjali säilitamist allhankelaborite kodulehelt.

SA TÜ Kliinikum geneetika ja personaalmeditsiini kliinik

geneetikainfo@kliinikum.ee;

Laborid: Molekulaardiagnostika labor: +372 731 9487; +372 731 9488

Tsütogeneetika labor Tartus: +372 731 9496

Ainevahetushaigused/vastsündinute sõeluuringu labor: +372 731 9485

Geneetika labor Tallinnas: +372 731 9173

<https://www.kliinikum.ee/geneetika/kolleegile>

Lisa info TÜK Ühendlabori uuringud

<https://www.kliinikum.ee/yhendlabor/kasiraamat/>

Asper Biogene OÜ teostatavate uuringute kohta infot vt palun <https://www.asperbio.com/et/geenitestid>

Vaksali 17a, 50410 Tartu, Eesti

info@asperbio.com Tel +372 7307 295

Enamasti on proovimaterjaliks **2-4 ml antikoagulandiga EDTA täisveri (lilla korgiga katsuti)**. Vereproove võib säilitada **2-8 °C** juures, soovitatavalt mitte kauem kui **nädal**.

Vereproovi külmutamine ei ole soovitatav. Täpsem info proovimaterjalide kohta on iga testi juures eraldi kirjeldatud. www.asperbio.com

Synlabis teostatavad uuringute info: <https://synlab.ee/arstile/hinnakiri/>

Ida-Tallinna Keskhaigla <https://www.itk.ee/kesklabor>

Terviseameti Labori uuringud: <https://www.terviseamet.ee/labor/teenused/kliinilised-uuringud>

Imbi Univer

Laboratooriumi preanalüütika osakonna juhtiv bioanalüütik

617 1026

Juhendid: Ravi ja uuringud **Valdkond:** Laboriuuringud **Alavaldkond:** Laboriuuringute registrid
Märksõnad: laboriuuringud, allhankelabor

Muudatused: tähistatud halli taustaga