

Proovimaterjalide pakendamine torupostiga saatmiseks

			
<p>1. Pakendamiseks vajalikud vahendid: minigrippkott, mullikile ja kumm.</p>	<p>2.1 Vereproovide pakendamine</p>	<p>2.2 Uriiniproovide pakendamine</p>	<p>2.3 Roe proovinõu pakendamine (NB! proovinõu kaas üle kontrollida ja korrektselt sulgeda enne pakendamist)</p>
			
<p>3. Valmis pakendid (lekke minimaliseerimiseks)</p>	<p>4. Mullikillesse pakendamine (saadetise fikseerimiseks)</p>	<p>5. Mullikile fikseerimine kummiga</p>	