

SAATEKIRI LABORILE

Laboratooriumi Läänemaa üksus

Tel 523 0694

SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla

Vaba 6, 90502 Haapsalu

Saatja asutus

Osakond

Arst/kood

Telefon

PATSIENT

Nimi

Isikukood

Hgl nr

Proovi võtmise kuupäev

Proovi võtmise kellaaeg.....

Proovi võtja.....

Diagnoos

LABORATOORIUMI LÄÄNEMAA ÜKSUSE UURINGUD

Geeliga LH katsuti (heleroheline kork)	Geeliga LH katsuti (heleroheline kork)	Uuringud ninakaapest, steriilne kuiv tampoon/transportpuhvriga katsuti
Üldbiokeemia ☐ P-ALAT non-P5P ☐ P-ASAT non-P5P ☐ P-Alb ☐ P-ALP ☐ P-Bil (kaitse valguse eest) ☐ P-Crea + eGFR ☐ P-CK ☐ P-CRP ☐ P-GGT ☐ fP-Gluc ** (veri võtta halli korgiga katsutisse, kui proovi ei ole võimalik 60 minuti jooksul laborisse tuua) ☐ P-K ☐ P-LDH (IFCC) ☐ P-Lip ☐ P-Mg ☐ P-Myogl ☐ P-Na ☐ P-P ☐ P-PCT (prokaltsitoniin) ☐ P-Prot ☐ P-UA ☐ P-Urea Lipiide ainevahetus ☐ P-Chol ☐ P-HDL-Chol ☐ P-LDL-Chol ☐ fP-Trigl Etanool ☐ P-EtOH	Südamemarkerid ☐ P-cTnT-hs ☐ P-CK-MBm ☐ P-NT-proBNP LH-katsuti (tumeroheline kork) Südamemarkerid ☐ B-NT-proBNP POCT ☐ B-cTNT POCT Hüübimine ☐ B-D-Di POCT Üldbiokeemia ☐ P-iCa ☐ B-Myogl POCT K₂E/K₃E-katsuti (lilla kork) ☐ B-CBC-5Diff (hemogramm) ☐ B-HbA1c ☐ P-Inf mononucl Ab ☐ B-Hb + CRP ☐ B-WBC POCT 4NC-katsuti (must kork) ☐ B-ESR (settekiirus) 9NC-katsuti (helesinine kork) ☐ P-DDi Lisandita katsuti (valge kork) ☐ B-INR POCT (kutsu labori töötaja) Happe-aluse tasakaal, LH-süstal ☐ ARTER*** Veregaasid arteriaalses veres LH-katsuti (tumeroheline kork) ☐ VEEN (Epoc)***	☐ Nose-kiir-PCR-SARS-2+FLU A/B+RSV Glükolüüsi inhibiitoriga katsuti (hall kork) Glükoosi taluvuse proov (GTT) ☐ fP-Gluc0 (0 min)** ☐ P-Gluc60 (60 min, ainult rasedatele) ☐ P-Gluc120 (120 min) Laktoosi taluvuse proov (Lac-TT) ☐ fP-Lac-Gluc0 (0 min)** ☐ P-Lac-Gluc20 (20 min) ☐ P-Lac-Gluc40 (40 min) ☐ P-Lac-Gluc60 (60 min) Uriini uuringud, proovitops või uriinikatsuti (beež kork) ☐ U-Strip (uriini ribaanalüüs)* ☐ Sõltuvusainete paneel ☐ Streptococcus pneumoniae Ag ☐ Legionella pneumophila Ag ☐ U-hCG strip (rasedustest) ☐ U-DOAC strip (otsesed suukaudsed antikoagulandid) Uuringud kapillaarverest (proov võetakse laboris) ☐ cB-CBC-5Diff (hemogramm) ☐ cB-CRP POCT ☐ cB-Hb POCT ☐ cB-Gluc POCT**

* viige uriiniproov laborisse 4 tunni jooksul pärast kogumist, hoidke laborisse viimiseni külmkapi temperatuuril +4..+8 °C

** soovitatav paastuveri

*** proov toimetada koheselt laborisse