

SAATEKIRI RAPLA LABORILE
Laboratooriumi Rapla üksus

Tel 489 0741

SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla

Alu tee 1, 79515 Rapla

PATSIENT

Nimi

Isikukood

Saatja asutus

Osakond

Arst/kood

Telefon

Proovi võtmise kuupäev

Proovi võtmise kellaaeg.....

Proovi võtja.....

Diagnoos

LABORATOORIUMI RAPLA ÜKSUSE UURINGUD

Geeliga LH katsuti (heleroheline kork)	LH-katsuti (tumeroheline kork)	Glükolüüsi inhibiitoriga katsuti (hall kork)
<u>Üldbiokeemia</u> ☐ P-ALAT non-P5P ☐ P-ASAT non-P5P ☐ P-Alb ☐ P-ALP ☐ P-Bil (kaitse valguse eest) ☐ P-Crea + eGFR ☐ P-CK ☐ P-CRP ☐ P-GGT ☐ fP-Gluc ** (veri võtta halli korgiga katsutisse, kui proovi ei ole võimalik 60 minuti jooksul laborisse tuua) ☐ P-K ☐ P-LDH (IFCC) ☐ P-Lip ☐ P-Myogl ☐ P-Na ☐ P-P ☐ P-Prot ☐ P-UA ☐ P-Urea <u>Lipiidide ainevahetus</u> ☐ P-Chol ☐ P-HDL-Chol ☐ P-LDL-Chol ☐ fP-Trigl <u>Südamemarkerid</u> ☐ P-cTnT-hs ☐ P-CK-MBm ☐ P-NT-proBNP	<u>Südamemarkerid</u> ☐ B-NT-proBNP POCT ☐ B-cTnT POCT <u>Hüübimine</u> ☐ B-D-Di POCT <u>Üldbiokeemia</u> ☐ P-iCa ☐ B-Myogl POCT <u>Lisandita katsuti (valge kork)</u> ☐ B-INR POCT (võtta ühendust laboriga 4890741) <u>K₂E/K₃E-katsuti (lilla kork)</u> ☐ B-CBC-5Diff (hemogramm) ☐ B-HbA1c ☐ B-Hb + CRP <u>4NC-katsuti (must kork)</u> ☐ B-ESR (settekiirus) <u>9NC-katsuti (helesinine kork)</u> ☐ P-DDi <u>Happe-aluse tasakaal, LH-süstal</u> ☐ ARTER*** Verregaasid arteriaalses veres <u>LH-katsuti (tumeroheline kork)</u> ☐ VEEN (Epoc)***	<u>Glükoosi taluvuse proov (GTT)</u> ☐ fP-Gluc0 (0 min)** ☐ P-Gluc60 (60 min, ainult rasedatele) ☐ P-Gluc120 (120 min) <u>Laktoosi taluvuse proov (Lac-TT)</u> ☐ fP-Lac-Gluc0 (0 min)** ☐ P-Lac-Gluc20 (20 min) ☐ P-Lac-Gluc40 (40 min) ☐ P-Lac-Gluc60 (60 min) <u>Uriini uuringud, proovitops või uriinikatsuti (beež kork)</u> ☐ U-Strip (uriini ribaanalüüs)* ☐ U-DOAC strip (otsesed suukaudsed antikoagulandid) ☐ U-hCG strip (rasedustest) <u>Uuringud kapillaarverest</u> (proov võetakse vere andmise kabinetis) ☐ B-CBC-5Diff (hemogramm) ☐ cB-CRP POCT ☐ cB-Gluc POCT** ☐ cB-Hb POCT <u>Uuringud ninakaapest, steriilne kuiv tampoon/transportpuhvriga katsuti</u> ☐ Nose-kiir-PCR-SARS-2+Flu A/B+RSV

* viige uriiniproov laborisse 4 tunni jooksul pärast kogumist, hoidke laborisse viimiseni külmkapi temperatuuril +4..+8 °C

** soovitatav paastuveri

*** proov toimetada koheselt laborisse